

CoralTray

die perfekte Basis für
Korallenfragmente



www.aquacare.de
AquaCare GmbH & Co. KG
www.aquacare-shop.de
www.aquacare.de • info@aquacare.de

Um Korallen durch Fragmente zu vermehren, benötigen Sie die passenden Muttertiere, Aufwuchskörper mit dem passenden Kleber und ein wenig Platz für die neuen Ableger. Nicht immer steht ein Extrabecken zur Verfügung, so dass ein wenig Raum für die Neukorallen im Hauptaquarium geschaffen werden muss.

CoralTray



CoralTray ist ein System, das fast beliebig vergrößert werden kann. Es kann im Haupt-, Neben oder beleuchtetem Filterbecken an Scheiben befestigt oder alternativ auf den Boden gestellt werden. Das Zusammenbauen geschieht entweder durch ein Magnetsystem oder durch das Zusammenschrauben mittels Verbinderplatten. Das System ist so flexibel, dass sogar um einen Ablaufschacht eine Korallenfragmenteebene geschaffen werden kann. In die Bohrungen passen die meisten handelsüblichen Aufwuchskörper aus Kunststoff oder mineralischen Substanzen. *CoralTray* kann sogar mit den üblichen Lichtrasterplatten ausgestattet werden. Hergestellt ist die AquaCare-Basis für Korallenableger aus hochwertigem Acrylglas, korrosions-sicheren PA-Schrauben und eingebetteten Neodym-Hochleistungsmagneten.



Magnethalter mit CoralTray-Platte 170 x 85



Magnethalter mit Lichtrasterplatte



Aufwuchsträger mit mineralischer Oberfläche



Anwendungen des Trägers



professionelles Raster-System
aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff (GFK)

Technische Daten der *CoralTray*-Elemente:

Größe der <i>CoralTray</i> -Platten	170 × 85	170 × 170	Corner 170	340 × 170
Foto				
Bestellnummer	CT170-85	CT170-170	CTC170	CT340-170
Länge × Breite in mm	170 × 85	170 × 170	170 × 170	340 × 170
Stärke der Platten	5 mm in transparent oder Fluoreszenz- Rot (Bestellnummer CTxxx-xxxR)			
Anzahl der Bohrungen*	28	61	36	127
Durchmesser der Bohrungen	12,5 mm			
Magnethalter (1 Paar)**		Bestellnummer: CT-MH; Maße: 150 × 25 × 15 mm Material: Acrylglas, transparent, Hochleistungs-Neodym-Magneten, Polyamid-Schrauben M6×20		
Verbinderplatte (1 Set)		Bestellnummer: CT-VP; Maße: 53 × 53 × 10 mm Material: Acrylglas, transparent, Polyamid-Schrauben M6×20		
Lichtrasterplatten		Bestellnummer: CT-LRP; Maße: 30 × 30 cm 4 Stück im Set Material: Polystyrol, schwarz		
Stellfüße (1 Set = 4 Stück)		Bestellnummer: CT-F; Länge: 45 mm Anzahl der Füße: 4; passende PA-Schrauben und Unterlegscheiben für Fragmentplatten und Lichtrasterplatten		
Aufwuchsträger für größere Korallenfragmente		Bestellnummer: CT-plug1 passend für <i>CoralTray</i> , die meisten Lichtrasterplatten, auch für professionelle Gitter in GFK, kann auch ohne Befestigungssystem auf den Boden gestellt werden		
Aufklebbare Bodenanker (1 Set = 4 Stück)		Bestellnummer: CT-pod die Bodenanker werden auf den Glasboden von Aquarien ohne Bodengrund geklebt. Die <i>CoralTrays</i> können einfach mit ihren Stellfüßen in die Anker gestellt und können somit nicht mehr wegschwimmen.		
Korallenkleber für harte Fragmente		Bestellnummer 280 ml: RE18111 Bestellnummer 1000 ml: RE18222 Niedertemperaturheißkleber zur Fixierung von vorwiegend harten Korallenfragmenten		
Korallenkleber für weiche und harte Fragmente		Bestellnummer 20 g: RE26772 dickflüssiger Korallenkleber auf Cyanacrylatbasis für weiche und harte Korallen		

* bei der Installation eines Magnethalters können 6 Bohrungen nicht mehr benutzt werden; beim Zusammenfügen mit Verbinderplatten werden zusätzliche Stellplätze geschaffen.

** ⚠ Achtung: Starke Magneten! Herzschrittmacher: Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Quetschgefahr bei unsachgemäßem Einsatz. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen! Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen.